

AED Plus®

ZOLL®



**NU TOATE AED-URILE
SUNT LA FEL**

SUNTEȚI GATA DE A AJUTA ÎNTR-O SECUNDĂ?

Se întâmplă într-o secundă. O persoană leșină - este victima unui stop cardiac brusc (SCA - sudden cardiac arrest) - și ceasul începe să ticăie. Solicitați ajutor, și personalul medical este pe drum. Secunde prețioase se pierd. Cea mai mare șansă a victimei de supraviețuire este o intervenție RCP imediată și un salvator cu un defibrilator extern automat (DEA).

Inițierea imediată a RCP poate dubla sau cvadrupla șansa de supraviețuire în urma unui stop cardiac.¹

Proiectat pentru eroii neașteptați

Cele mai recente orientări ale consiliilor de resuscitare din întreaga lume sunt clare: Defibrilarea de succes trebuie să fie realizată cu RCP de înaltă calitate. Prima analiză a inimii efectuată de un dispozitiv DEA este critică. Dacă nu se solicită niciun șoc, numai RCP poate duce la un ritm de șoc de reanimare, la următoarea analiză. RCP ajută o inimă care se luptă, furnizându-i sângele oxigenat necesar pentru a ajuta la restabilirea unui ritm normal.

Defibrilatorul ZOLL AED Plus® vă va ghida prin procesul de efectuare a RCP de înaltă calitate și, dacă este necesar, va oferi un șoc de salvare care vă poate salva viața. Cu ZOLL AED Plus și acțiune rapidă, puteți evita tragedii.



„...monitorizarea calității RCP este, fără îndoială, unul dintre cele mai semnificative progrese în practicile de resuscitare din ultimii 20 de ani și unul care ar trebui încorporat în fiecare program de resuscitare și în fiecare program de salvare profesională.”

– American Heart Association CPR Quality Consensus Statement²






SUPORTUL SALVATORILOR VINE DE LA **REAL CPR HELP®**

În timp ce doar 50% dintre victimele stopului cardiac brusc vor avea nevoie inițial de șoc, aproape toate vor necesita RCP pentru a crește fluxul de sânge oxigenat către inimă și creier.

Tehnologia proprie Real CPR Help® de la ZOLL ajută salvatorii să efectueze RCP în conformitate cu cele mai recente ghiduri de bună practică pentru adâncimea și rata compresiei. Veți ști când furnizați RCP de înaltă calitate. Designul intuitiv și prietenos al ZOLL AED Plus va oferi eroilor neașteptați încrederea și cunoștințele de care au nevoie pentru a trata SCA.






Feedbackul integrat, în timp real, oferă solicitări vizuale și audio pentru „Apăsare mai puternică” sau confirmă când efectuați „Compresii bune”, menținându-vă pe drumul cel bun pentru a administra o RCP care poate salva vieți.



Șansele de supraviețuire sunt mai mult decât dublate

Într-un studiu amplu efectuat cu furnizori de EMS din Arizona se arată că tehnologia și instruirea ZOLL s-au combinat cu supraviețuirea crescând cu mai mult decât dublu externarea din spital a pacienților care au suferit stop cardiac.³ Acest studiu a folosit defibrilatoare profesionale echipate cu aceeași tehnologie de Real CPR HELP oferită de AED Plus.

Jumătate dintre victime au fost tratate cu ajutorul Real CPR Help, în timp ce cealaltă jumătate au fost tratate cu tehnologia dezactivată. Studiul a constatat că utilizarea Real CPR Help ajută la supraviețuire mai mult decât dublu atunci când colapsul individului a fost asistat de cineva și ritmul neregulat al inimii a fost fibrilația ventriculară.





SUPORT EXCEPȚIONAL ATUNCI CÂND AI CEA MAI MARE NEVOIE

INTELIGENT

Salvează cu încredere

În plus față de instrucțiunile audio pas cu pas, tehnologia noastră dovedită Real CPR Help include un indicator de adâncime de compresie care oferă îndrumări vizuale în timp real pentru a vă ajuta să oferiți o RCP cât mai bună posibil.

Amplasare simplă și precisă a padelelor de defibrilare

Viteza este esențială atunci când se tratează o victimă de stop cardiac. Electrozii CPR-D-padz® de la ZOLL au un design unic dintr-o singură bucată pentru a asigura amplasarea ușoară și precisă. Electrozii vin cu un kit de accesorii de salvare care include foarfece, mănuși, o mască și alte articole.

GATA DE ACȚIUNE

Gata pentru salvare

Bateriile și padelele de defibrilare, care au valabilitate de cinci ani, înseamnă mai puține înlocuiri, mai puțină întreținere și un dispozitiv DEA care este gata atunci când este necesar.

Investiție inteligentă

Odată instalat, AED Plus are cel mai mic cost total de întreținere, în comparație cu alte dispozitive DEA. Este o investiție de neprețuit care vă poate ajuta să salvați o viață.

Conceput pentru durabilitate

Proiectat pentru a rezista la medii dure și la temperaturi extreme, AED Plus are un grad de protecție (IP) de IP55, ceea ce înseamnă că este foarte rezistent la praf și umiditate.

Managementul programului AED

Maximizați avantajele ZOLL AED

Este dispozitivul dvs. DEA gata de utilizare?

Dispozitivul dvs. DEA trebuie să fie gata în ziua în care aveți nevoie, nu doar în ziua în care îl cumpărați. Software-ul de gestionare a programelor AED vă poate ajuta să urmăriți și să documentați inspecțiile dispozitivelor DEA, precum și momentul în care expiră padelele de defibrilare sau bateriile.

Sunt pregătiți salvatorii dvs. instruiți?

Dispozitivele DEA sunt cele mai eficiente atunci când sunt utilizate de salvatori care știu cum să le folosească. Urmăriți și gestionați cu ușurință salvatorii instruiți și starea certificărilor AED/RCP cu ajutorul unei soluții de gestionare a programului AED.

Aveți un plan pregătit?

Merită să aveți un plan pentru ce să faceți înainte, în timpul și după un eveniment. Un sistem de gestionare a programului vă poate ajuta să documentați toți acești pași înainte de apariția unei urgențe.

Maximizați eficiența programului dvs.


Urmărirea expirării consumabilelor, gestionarea certificărilor și menținerea protocoalelor de răspuns scrise sunt factori importanți pentru a vă asigura că programul dvs. AED este eficient. Gestionarea programului AED vă menține mereu dispozitivul DEA și salvatorii bine pregătiți.

Programele AED sunt o bună investiție

Cercetările bazate pe date colectate de la peste 2.000 de licee din SUA au arătat că școlile cu programe AED au o rată de supraviețuire globală de 71%.⁴

Autorii au concluzionat că „programele AED din licee demonstrează o rată de supraviețuire ridicată pentru elevii și adulții care suferă stop cardiac brusc în campusul școlii. Programele AED la școală sunt puternic încurajate.”

Ratele de supraviețuire pentru 2.045 licee americane pe o perioadă de doi ani



Studiile au arătat că programele AED bine implementate pot îmbunătăți semnificativ ratele de supraviețuire.⁴





Fii pregătit cu un ZOLL AED ca partener de salvare.

Fiecare victimă de stop cardiac brusc va avea nevoie de RCP de înaltă calitate

- AED Plus cu Real CPR Help vă va oferi feedback integrat în timp real pentru a vă ajuta să oferiți cea mai bună RCP posibilă.

Timpul contează

- Designul electrodului dintr-o singură bucată face ca aplicarea padelelor de defibrilare să fie simplă, rapidă și precisă

Investiți în capacitatea de a ajuta la salvarea unei vieți

- 000000..0Un cost total de proprietate redus plus baterii și padele de defibrilare care au valabilitate de cinci ani, asta înseamnă că veți fi gata să ajutați pacienții, instant

¹Linii directoare ERC pentru Resuscitare 2021. Resuscitare. 2021; 80:97

²AHA CPR Quality Consensus Statement (Declarația privind calitatea agreată de comun acord). Circulația. 2013;128; pg. 420

³Bobrow BJ, et al. Ann Emerg Med. 2013 Jul;62(1):47-56.e1.

⁴Drezner JA, et al. Br J Sports Med. 2013;47:1179-1183.

ZOLL MEDICAL CORPORATION

269 Mill Road | Chelmsford, MA 01824 | 978-421-9655 | 800-804-4356 | zoll.com

Copyright © 2022 ZOLL Medical Corporation. Toate drepturile rezervate. AED Plus, CPR-D-padz, Real CPR Help, și ZOLL sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale ZOLL Medical Corporation în Statele Unite și/sau alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

Imprimat în S.U.A.
MCN IP 2202 0578-64 ERC

Pentru adresele și numerele de fax ale subsidiarelor, precum și alte locații globale, accesați www.zoll.com/contacts.

ZOLL®